





















PU Longlife Pumpenschläuche


















Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	2 Reiter	2 Reiter	3 Reiter	3 Reiter	3 Reiter
					je Packung 12 Stück 46,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 46,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 51,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 51,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 51,00 € zzgl. MwSt.
mm	Zoll	mm	Zoll		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2020	381-2020	381-2220	38-2220	38-2420
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2025	381-2025	381-2225	38-2225	38-2425
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-2030	381-2030	381-2230	38-2230	38-2430
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-2032	381-2032	381-2232	38-2232	38-2432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2035	381-2035	381-2235	38-2235	38-2435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2040	381-2040	381-2240	38-2240	38-2440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2043	381-2043	381-2243	38-2243	38-2443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2046	381-2046	381-2246	38-2246	38-2446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2050	381-2050	381-2250	38-2250	38-2450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2052	381-2052	381-2252	38-2252	38-2452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2055	381-2055	381-2255	38-2255	38-2455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-2058	381-2058	381-2258	38-2258	38-2458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-2060	381-2060	381-2260	38-2260	38-2460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-2065	381-2065	381-2265	38-2265	38-2465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-2067	381-2067	381-2267	38-2267	38-2467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-2070	381-2070	381-2270	38-2270	38-2470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-2078	381-2078	381-2278	38-2278	38-2478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-2080	381-2080	381-2280	38-2280	38-2480

PU Longlife Meterware

					 Meterware je Packung 3 m Stück 26,00 € zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung 10 m Stück 52,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2120	38-2520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2125	38-2525
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-2130	38-2530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-2132	38-2532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2135	38-2535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2140	38-2540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2143	38-2543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2146	38-2546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2150	38-2550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2152	38-2552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2155	38-2555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-2158	38-2558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-2160	38-2560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-2165	38-2565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-2167	38-2567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-2170	38-2570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-2178	38-2578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-2180	38-2580

PU Longlife Pumpenschläuche mit aufgeweiteten Enden „Flared End“

					 2 Reiter	 2 Reiter	 3 Reiter	 3 Reiter
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	je Packung 12 Stück 61,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 61,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 66,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 66,00 € zzgl. MwSt.
mm	Zoll	mm	Zoll		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2020F	381-2020F	381-2220F	38-2220F
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2025F	381-2025F	381-2225F	38-2225F
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-2030F	381-2030F	381-2230F	38-2230F
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-2032F	381-2032F	381-2232F	38-2232F
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2035F	381-2035F	381-2235F	38-2235F
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2040F	381-2040F	381-2240F	38-2240F
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2043F	381-2043F	381-2243F	38-2243F
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2046F	381-2046F	381-2246F	38-2246F
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2050F	381-2050F	381-2250F	38-2250F
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2052F	381-2052F	381-2252F	38-2252F
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2055F	381-2055F	381-2255F	38-2255F