




Fluorkautschuk Pumpenschläuche (vergleichbar mit Viton)

Innendurchmesser:	Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	3 Reiter								
	(Zoll)	mm		(Zoll)	mm	Bestellnummer	Bestellnummer					
0,508	0,0200	2,337	orange/gelb	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5625	381-5625	38-5225	38-5225	38-5425
0,635	0,0250	2,464	orange/weiß	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5630	381-5630	381-5230	38-5230	38-5430
0,762	0,0300	2,438	schwarz/schwarz	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5632	381-5632	381-5232	38-5232	38-5432
0,889	0,0350	2,565	orange/orange	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5635	381-5635	381-5235	38-5235	38-5435
1,016	0,0400	2,692	weiß/weiß	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5640	381-5640	381-5240	38-5240	38-5440
1,143	0,0450	2,819	rot/rot	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5643	381-5643	381-5243	38-5243	38-5443
1,295	0,0510	2,972	grau/grau	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5646	381-5646	381-5246	38-5246	38-5446
1,422	0,0560	3,099	gelb/gelb	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5650	381-5650	381-5250	38-5250	38-5450
1,524	0,0600	3,200	gelb/blau	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5652	381-5652	381-5252	38-5252	38-5452
1,651	0,0650	3,327	blau/blau	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5655	381-5655	381-5255	38-5255	38-5455
1,750	0,0690	3,430	blau/grün	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5658	381-5658	381-5258	38-5258	38-5458
1,854	0,0730	3,531	grün/grün	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5660	381-5660	381-5260	38-5260	38-5460
2,057	0,0810	3,734	violett/violett	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5665	381-5665	381-5265	38-5265	38-5465
2,286	0,0900	3,962	violett/schwarz	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5667	381-5667	381-5267	38-5267	38-5467
2,540	0,1000	4,216	violett/orange	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5670	381-5670	381-5270	38-5270	38-5470
2,794	0,1100	4,470	violett/weiß	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 105,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 120,00 € zzgl. MwSt.	38-5678	381-5678	381-5278	38-5278	38-5478

Fluorkautschuk Pumpenschläuche (vergleichbar mit Viton) – Meterware

Innendurchmesser:		Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	2 Reiter kurz  je Packung 12 Stück 72,00 € zzgl. MwSt.	Meterware  je Packung 3 m Stück 66,00 € zzgl. MwSt.	Meterware  je Packung 10 m Stück 132,00 € zzgl. MwSt.
mm	(Zoll)	mm	(Zoll)				
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	38-5025	38-5125	38-5525
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	38-5030	38-5130	38-5530
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	38-5032	38-5132	38-5532
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	38-5035	38-5135	38-5535
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	38-5040	38-5140	38-5540
1,143	0,0450	2,819	0,111	rot/rot	38-5043	38-5143	38-5543
1,295	0,0510	2,972	0,117	grau/grau	38-5046	38-5146	38-5546
1,422	0,0560	3,099	0,112	gelb/gelb	38-5050	38-5150	38-5550
1,524	0,0600	3,200	0,126	gelb/blau	38-5052	38-5152	38-5552
1,651	0,0650	3,327	0,131	blau/blau	38-5055	38-5155	38-5555
1,750	0,0690	3,430	0,135	blau/grün	38-5058	38-5158	38-5558
1,854	0,0730	3,531	0,139	grün/grün	38-5060	38-5160	38-5560
2,057	0,0810	3,734	0,147	violett/violett	38-5065	38-5165	38-5565
2,286	0,0900	3,962	0,156	violett/schwarz	38-5067	38-5167	38-5567
2,540	0,1000	4,216	0,166	violett/orange	38-5070	38-5170	38-5570
2,794	0,1100	4,470	0,176	violett/weiß	38-5078	38-5178	38-5578