



Schläuche

Direkt vom Hersteller



Vielfalt ist unsere Stärke

Spetec Schläuche werden aus den Materialien PVC, Polyurethan, Fluorkautschuk vergleichbar mit Viton[®], Santoprene[®] sowie Silikon angeboten. Die Schläuche sind in verschiedenen Konfigurationen je nach Anwendungsfall verfügbar.

In einem Gesamtangebot von über 450 Einzelartikeln finden sich Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0,12 bis 3,2 mm, die wir an Endkunden, Handelsfirmen und Gerätehersteller liefern.



Benötigen Sie eine nach Ihren Anforderungen angepasste Lösung? Lassen Sie uns die gewünschten Spezifikationen zukommen und wir erarbeiten mit Ihnen die optimale Umsetzung mit kurzen Lieferzeiten!

Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Sonderschläuche an. Alle Qualitäten und Konfigurationen sind kurzfristig lieferbar.



Schläuche direkt vom Hersteller

	Seite
Die Materialien	4
Die Größen	6
Schläuche	
PVC Standard –	
Pumpenschläuche	7
Meterware	8
Flared End	9
Doppelpumpenschläuche	10
Solvent Flex –	
Pumpenschläuche	11
Meterware	12
Flared End	13
PU Longlife –	
Pumpenschläuche	14
Meterware	15
Doppelpumpenschläuche	16

	Seite
Fluorkautschuk –	
Pumpenschläuche	17
Meterware	18
Doppelpumpenschläuche	19
Santoprene® –	
Pumpenschläuche	20
Meterware	21
Doppelpumpenschläuche	22
Silikon –	
Pumpenschläuche	23
Meterware	24
Doppelpumpenschläuche	25
Schlauchverbinder	26
Sonderschläuche	27
Einzel- und Multielement Standards	28
OEM- und Stand Alone Pumpen	29

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Fordern Sie auch unser Datenblatt an!

PVC Standard

Thermoplastischer Kunststoff, welcher durch Zugabe von Weichmachern und Stabilisatoren zu einem weichen und universal verwendbaren Schlauchmaterial wird.

Lebenszeit	300 Betriebsstunden
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Spezifisches Gewicht	1,20 g/cm ³
Härte	68 ± 5 Shore A
Temperaturbereich Pumpenbetrieb	18 – 28 °C
Temperaturbereich Rohmaterial	5 – 40 °C
Farbe	transparent
Aufdruck	Innendurchmesser in Zoll – S
Chemische Beständigkeit	verdünnte Säuren, verdünnte Laugen, Ammoniak
Vergleichbar	–

Solvent Flex

Thermoplastischer Kunststoff, welcher durch spezielle Zusätze widerstandsfähiger wird.

Lebenszeit	120 Betriebsstunden
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Spezifisches Gewicht	1,18g/cm ³
Härte	65 ± 5 Shore A
Temperaturbereich Pumpenbetrieb	18 – 28 °C
Temperaturbereich Rohmaterial	5 – 40 °C
Farbe	gelb – transparent
Aufdruck	ohne
Chemische Beständigkeit	Öle
Vergleichbar	–

PU Longlife

Thermoplastisches Polyether-Polyurethan mit ausgezeichneter Hydrolysebeständigkeit.

Lebenszeit	500 Betriebsstunden
Werkstoff	Polyurethan
Spezifisches Gewicht	1,14 g/cm ³
Härte	75 ± 5 Shore A
Temperaturbereich Pumpenbetrieb	18 – 28 °C
Temperaturbereich Rohmaterial	5 – 40 °C
Farbe	transparent
Aufdruck	ohne
Chemische Beständigkeit	Alkohole, Benzin, Diesel und Kerosene
Vergleichbar	–

Fluorkautschuk vergleichbar mit Viton®

Der Fluorkautschuk in seiner elastischen Form zeichnet sich durch gute chemische und thermische Eigenschaften aus.

Lebenszeit	500 Betriebsstunden
Werkstoff	Fluorelastomer
Spezifisches Gewicht	1,89g/cm ³
Härte	60 ± 5 Shore A
Temperaturbereich Pumpenbetrieb	18 – 28 °C
Temperaturbereich Rohmaterial	-10 – 200°C
Farbe	schwarz
Aufdruck	ohne
Chemische Beständigkeit	Säuren, Laugen, Öle
Vergleichbar	Viton®

Santoprene® vergleichbar mit Pharmed®/ Mediprene®

Santoprene® als thermoplastisches Elastomer zeichnet sich durch gute chemische Eigenschaften und mechanische Belastbarkeit aus.

Lebenszeit	300 Betriebsstunden
Werkstoff	Thermoplastisches Vulkanisat
Spezifisches Gewicht	0,97g/cm ³
Härte	64 ± 5 Shore A
Temperaturbereich Pumpenbetrieb	18 – 28 °C
Temperaturbereich Rohmaterial	-40 – 125°C
Farbe	beige
Aufdruck	ohne
Chemische Beständigkeit	verdünnte Säuren, Lösemittel, Aceton
Vergleichbar	Mediprene®, Pharmed®

Silikon


Der auf Silikon-Basis entwickelte Schlauch eignet sich besonders durch seine Autoklavierbarkeit für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

Lebenszeit	300 Betriebsstunden
Werkstoff	Silikon
Spezifisches Gewicht	1,14 g/cm ³
Härte	60 ± 5 Shore A
Temperaturbereich Pumpenbetrieb	18 – 28 °C
Temperaturbereich Rohmaterial	-40 – 200°C
Farbe	transluzent
Aufdruck	ohne
Chemische Beständigkeit	verdünnte Säuren
Vergleichbar	-

Schläuche – Die Größen





2 Reiter




Meterware: 3 m oder 10 m


2 Reiter



3 Reiter




3 Reiter



























Doppelpumpenschlauch

2 Reiter


























PVC Standard Pumpenschläuche






















					 2 Reiter je Packung 12 Stück 22,50 € zzgl. MwSt.	 2 Reiter je Packung 12 Stück 22,50 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 25,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 25,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 25,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,191	0,0075	2,032	0,080		38-0010	381-0010	381-0210	38-0210	38-0410
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-0015	381-0015	381-0215	38-0215	38-0415
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-0020	381-0020	381-0220	38-0220	38-0420
0,440	0,0170	2,261	0,089		38-0022	381-0022	381-0222	38-0222	38-0422
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-0025	381-0025	381-0225	38-0225	38-0425
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-0030	381-0030	381-0230	38-0230	38-0430
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-0032	381-0032	381-0232	38-0232	38-0432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-0035	381-0035	381-0235	38-0235	38-0435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-0040	381-0040	381-0240	38-0240	38-0440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-0043	381-0043	381-0243	38-0243	38-0443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-0046	381-0046	381-0246	38-0246	38-0446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-0050	381-0050	381-0250	38-0250	38-0450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-0052	381-0052	381-0252	38-0252	38-0452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-0055	381-0055	381-0255	38-0255	38-0455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-0058	381-0058	381-0258	38-0258	38-0458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-0060	381-0060	381-0260	38-0260	38-0460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-0065	381-0065	381-0265	38-0265	38-0465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-0067	381-0067	381-0267	38-0267	38-0467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-0070	381-0070	381-0270	38-0270	38-0470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-0078	381-0078	381-0278	38-0278	38-0478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-0080	381-0080	381-0280	38-0280	38-0480

PVC Standard Meterware

					 Meterware je Packung 3 m Stück 13,50 € zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung 10 m Stück 27,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,191	0,0075	2,032	0,080		38-0110	38-0510
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-0115	38-0515
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-0120	38-0520
0,440	0,0170	2,261	0,089		38-0122	38-0522
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-0125	38-0525
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-0130	38-0530
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-0132	38-0532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-0135	38-0535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-0140	38-0540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-0143	38-0543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-0146	38-0546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-0150	38-0550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-0152	38-0552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-0155	38-0555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-0158	38-0558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-0160	38-0560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-0165	38-0565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-0167	38-0567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-0170	38-0570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-0178	38-0578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-0180	38-0580


PVC Standard Pumpenschläuche mit aufgeweiteten Enden „Flared End“



					 2 Reiter je Packung 12 Stück 37,50 € zzgl. MwSt.	 2 Reiter je Packung 12 Stück 37,50 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 40,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 40,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 40,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,191	0,0075	2,032	0,080		38-0010F	381-0010F	381-0210F	38-0210F	38-0410F
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-0015F	381-0015F	381-0215F	38-0215F	38-0415F
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-0020F	381-0020F	381-0220F	38-0220F	38-0420F
0,440	0,0170	2,261	0,089		38-0022F	381-0022F	381-0222F	38-0222F	38-0422F
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-0025F	381-0025F	381-0225F	38-0225F	38-0425F
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-0030F	381-0030F	381-0230F	38-0230F	38-0430F
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-0032F	381-0032F	381-0232F	38-0232F	38-0432F
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-0035F	381-0035F	381-0235F	38-0235F	38-0435F
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-0040F	381-0040F	381-0240F	38-0240F	38-0440F
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-0043F	381-0043F	381-0243F	38-0243F	38-0443F
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-0046F	381-0046F	381-0246F	38-0246F	38-0446F
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-0050F	381-0050F	381-0250F	38-0250F	38-0450F
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-0052F	381-0052F	381-0252F	38-0252F	38-0452F
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-0055F	381-0055F	381-0255F	38-0255F	38-0455F

PVC Standard Doppelpumpenschläuche

Schlauchpaare mit Y-Stücken zusammengeführt
und beidseitig mit 25 cm Schlauch verlängert.



je Packung
6 Stück 75,00 € zzgl. MwSt.





















Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll		
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-0340
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-0343
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-0346
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-0350
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-0352
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-0355
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-0358
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-0360
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-0365
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-0367
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-0370
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-0378
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-0380

Solvent Flex Pumpenschläuche



















					 2 Reiter 406 mm	 2 Reiter 406 mm	 3 Reiter 406 mm	 3 Reiter 406 mm	 3 Reiter 435 mm
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 42,50 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 42,50 € zzgl. MwSt.	je Packung 12 Stück 42,50 € zzgl. MwSt.
mm	Zoll	mm	Zoll		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-4020	381-4020	381-4220	38-4220	38-4420
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-4025	381-4025	381-4225	38-4225	38-4425
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-4030	381-4030	381-4230	38-4230	38-4430
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-4032	381-4032	381-4232	38-4232	38-4432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-4035	381-4035	381-4235	38-4235	38-4435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-4040	381-4040	381-4240	38-4240	38-4440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-4043	381-4043	381-4243	38-4243	38-4443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-4046	381-4046	381-4246	38-4246	38-4446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-4050	381-4050	381-4250	38-4250	38-4450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-4052	381-4052	381-4252	38-4252	38-4452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-4055	381-4055	381-4255	38-4255	38-4455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-4058	381-4058	381-4258	38-4258	38-4458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-4060	381-4060	381-4260	38-4260	38-4460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-4065	381-4065	381-4265	38-4265	38-4465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-4067	381-4067	381-4267	38-4267	38-4467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-4070	381-4070	381-4270	38-4270	38-4470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-4078	381-4078	381-4278	38-4278	38-4478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-4080	381-4080	381-4280	38-4280	38-4480

Solvent Flex Meterware

					 Meterware je Packung 3 m Stück 22,00 € zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung 10 m Stück 44,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-4120	38-4520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-4125	38-4525
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-4130	38-4530
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-4132	38-4532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-4135	38-4535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-4140	38-4540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-4143	38-4543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-4146	38-4546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-4150	38-4550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-4152	38-4552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-4155	38-4555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-4158	38-4558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-4160	38-4560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-4165	38-4565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-4167	38-4567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-4170	38-4570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-4178	38-4578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-4180	38-4580






















Solvent Flex Pumpenschläuche mit aufgeweiteten Enden „Flared End“





















					 2 Reiter je Packung 12 Stück 54,00 € zzgl. MwSt.	 2 Reiter je Packung 12 Stück 54,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 58,50 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 58,50 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 58,50 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-4020F	381-4020F	381-4220F	38-4220F	38-4420F
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-4025F	381-4025F	381-4225F	38-4225F	38-4425F
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-4030F	381-4030F	381-4230F	38-4230F	38-4430F
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-4032F	381-4032F	381-4232F	38-4232F	38-4432F
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-4035F	381-4035F	381-4235F	38-4235F	38-4435F
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-4040F	381-4040F	381-4240F	38-4240F	38-4440F
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-4043F	381-4043F	381-4243F	38-4243F	38-4443F
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-4046F	381-4046F	381-4246F	38-4246F	38-4446F
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-4050F	381-4050F	381-4250F	38-4250F	38-4450F
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-4052F	381-4052F	381-4252F	38-4252F	38-4452F
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-4055F	381-4055F	381-4255F	38-4255F	38-4455F

PU Longlife Pumpenschläuche




					 2 Reiter je Packung 12 Stück 46,00 e € zzgl. MwSt.	 2 Reiter je Packung 12 Stück 46,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 51,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 51,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 51,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2020	381-2020	381-2220	38-2220	38-2420
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2025	381-2025	381-2225	38-2225	38-2425
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-2030	381-2030	381-2230	38-2230	38-2430
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-2032	381-2032	381-2232	38-2232	38-2432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2035	381-2035	381-2235	38-2235	38-2435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2040	381-2040	381-2240	38-2240	38-2440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2043	381-2043	381-2243	38-2243	38-2443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2046	381-2046	381-2246	38-2246	38-2446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2050	381-2050	381-2250	38-2250	38-2450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2052	381-2052	381-2252	38-2252	38-2452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2055	381-2055	381-2255	38-2255	38-2455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-2058	381-2058	381-2258	38-2258	38-2458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-2060	381-2060	381-2260	38-2260	38-2460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-2065	381-2065	381-2265	38-2265	38-2465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-2067	381-2067	381-2267	38-2267	38-2467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-2070	381-2070	381-2270	38-2270	38-2470

PU Longlife Meterware

					 Meterware je Packung 3 m Stück 26,00 € zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung 10 m Stück 52,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2120	38-2520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2125	38-2525
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-2130	38-2530
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-2132	38-2532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2135	38-2535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2140	38-2540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2143	38-2543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2146	38-2546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2150	38-2550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2152	38-2552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2155	38-2555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-2158	38-2558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-2160	38-2560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-2165	38-2565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-2167	38-2567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-2170	38-2570

PU Longlife Doppelpumpenschläuche

Schlauchpaare mit Y-Stücken zusammengeführt
und beidseitig mit 25 cm Schlauch verlängert.
























je Packung
6 Stück 89,00 € zzgl. MwSt.



















Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll		
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2340
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2343
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2346
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2350
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2352
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2355
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-2358
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-2360
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-2365
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-2367
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-2370

Fluorkautschuk Pumpenschläuche (vergleichbar mit Viton®)




					 2 Reiter je Packung 12 Stück 115,00 € zzgl. MwSt.	 2 Reiter je Packung 12 Stück 115,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 132,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 132,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 132,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-5630	381-5630	381-5230	38-5230	38-5430
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-5632	381-5632	381-5232	38-5232	38-5432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-5635	381-5635	381-5235	38-5235	38-5435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-5640	381-5640	381-5240	38-5240	38-5440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-5643	381-5643	381-5243	38-5243	38-5443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-5646	381-5646	381-5246	38-5246	38-5446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-5650	381-5650	381-5250	38-5250	38-5450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-5652	381-5652	381-5252	38-5252	38-5452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-5655	381-5655	381-5255	38-5255	38-5455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-5658	381-5658	381-5258	38-5258	38-5458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-5660	381-5660	381-5260	38-5260	38-5460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-5665	381-5665	381-5265	38-5265	38-5465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-5667	381-5667	381-5267	38-5267	38-5467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-5670	381-5670	381-5270	38-5270	38-5470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-5678	381-5678	381-5278	38-5278	38-5478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-5680	381-5680	381-5280	38-5280	38-5480

Fluorkautschuk Meterware (vergleichbar mit Viton®)

					 Meterware je Packung 3 m Stück 69,00 € zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung 10 m Stück 138,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-5130	38-5530
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-5132	38-5532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-5135	38-5535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-5140	38-5540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-5143	38-5543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-5146	38-5546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-5150	38-5550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-5152	38-5552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-5155	38-5555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-5158	38-5558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-5160	38-5560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-5165	38-5565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-5167	38-5567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-5170	38-5570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-5178	38-5578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-5180	38-5580

Fluorkautschuk Doppelpumpenschläuche (vergleichbar mit Viton®)

Schlauchpaare mit Y-Stücken zusammengeführt
und beidseitig mit 25 cm Schlauch verlängert.



























je Packung
6 Stück 217,50 € zzgl. MwSt.

Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll		
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-5340
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-5343
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-5346
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-5350
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-5352
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-5355
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-5358
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-5360
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-5365
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-5367
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-5370
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-5378
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-5380

Santoprene® Pumpenschläuche (vergleichbar mit Pharmed®/Mediprene®)
























					 2 Reiter je Packung 12 Stück 62,00 € zzgl. MwSt.	 2 Reiter je Packung 12 Stück 62,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 66,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 66,00 € zzgl. MwSt.	 3 Reiter je Packung 12 Stück 66,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-6015	381-6015	381-6215	38-6215	38-6415
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-6020	381-6020	381-6220	38-6220	38-6420
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-6025	381-6025	381-6225	38-6225	38-6425
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-6030	381-6030	381-6230	38-6230	38-6430
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-6032	381-6032	381-6232	38-6232	38-6432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-6035	381-6035	381-6235	38-6235	38-6435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-6040	381-6040	381-6240	38-6240	38-6440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-6043	381-6043	381-6243	38-6243	38-6443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-6046	381-6046	381-6246	38-6246	38-6446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-6050	381-6050	381-6250	38-6250	38-6450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-6052	381-6052	381-6252	38-6252	38-6452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-6055	381-6055	381-6255	38-6255	38-6455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-6058	381-6058	381-6258	38-6258	38-6458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-6060	381-6060	381-6260	38-6260	38-6460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-6065	381-6065	381-6265	38-6265	38-6465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-6067	381-6067	381-6267	38-6267	38-6467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-6070	381-6070	381-6270	38-6270	38-6470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-6078	381-6078	381-6278	38-6278	38-6478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-6080	381-6080	381-6280	38-6280	38-6480

Santoprene® Meterware

(vergleichbar mit Pharmed®/Mediprene®)




					 Meterware je Packung 3 m Stück 33,50 € zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung 10 m Stück 67,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-6115	38-6515
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-6120	38-6520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-6125	38-6525
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-6130	38-6530
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-6132	38-6532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-6135	38-6535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-6140	38-6540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-6143	38-6543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-6146	38-6546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-6150	38-6550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-6152	38-6552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-6155	38-6555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-6158	38-6558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-6160	38-6560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-6165	38-6565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-6167	38-6567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-6170	38-6570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-6178	38-6578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-6180	38-6580

Santoprene® Doppelpumpenschläuche

(vergleichbar mit Pharmed®/Mediprene®)

Schlauchpaare mit Y-Stücken zusammengeführt
und beidseitig mit 25 cm Schlauch verlängert.
























je Packung
6 Stück 125,00 € zzgl. MwSt.



















Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll		
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-6340
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-6343
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-6346
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-6350
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-6352
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-6355
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-6358
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-6360
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-6365
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-6367
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-6370
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-6378
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-6380

Silikon Pumpenschläuche



					 2 Reiter	 2 Reiter	 3 Reiter	 3 Reiter	 3 Reiter
					je Packung 6 Stück 44,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 6 Stück 44,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 6 Stück 48,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 6 Stück 48,00 € zzgl. MwSt.	je Packung 6 Stück 48,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-3025	381-3025	381-3225	38-3225	38-3425
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-3030	381-3030	381-3230	38-3230	38-3430
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-3032	381-3032	381-3232	38-3232	38-3432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-3035	381-3035	381-3235	38-3235	38-3435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-3040	381-3040	381-3240	38-3240	38-3440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-3043	381-3043	381-3243	38-3243	38-3443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-3046	381-3046	381-3246	38-3246	38-3446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-3050	381-3050	381-3250	38-3250	38-3450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-3052	381-3052	381-3252	38-3252	38-3452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-3055	381-3055	381-3255	38-3255	38-3455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-3058	381-3058	381-3258	38-3258	38-3458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-3060	381-3060	381-3260	38-3260	38-3460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-3065	381-3065	381-3265	38-3265	38-3465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-3067	381-3067	381-3267	38-3267	38-3467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-3070	381-3070	381-3270	38-3270	38-3470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-3078	381-3078	381-3278	38-3278	38-3478


Silikon Meterware

					 Meterware je Packung 3 m Stück 25,00 € zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung 10 m Stück 50,00 € zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-3125	38-3525
0,635	0,0250	2,438	0,097		38-3130	38-3530
0,762	0,0300	2,464	0,096		38-3132	38-3532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-3135	38-3535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-3140	38-3540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-3143	38-3543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-3146	38-3546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-3150	38-3550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-3152	38-3552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-3155	38-3555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-3158	38-3558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-3160	38-3560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-3165	38-3565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-3167	38-3567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-3170	38-3570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-3178	38-3578

Silikon Doppelpumpenschläuche



Schlauchpaare mit Y-Stücken zusammengeführt
und beidseitig mit 25 cm Schlauch verlängert.



je Packung
6 Stück 167,00 € zzgl. MwSt.




Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll		
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-3340
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-3343
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-3346
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-3350
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-3352
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-3355
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-3358
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-3360
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-3365
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-3367
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-3370
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-3378



Polypropylen

Artikel Nr.	Anschluss	Ausführung	Für Schläuche mit Innendurchmesser	Preis zzgl. MwSt.
37-0200	Olive	Y-Verbinder	0,90 – 1,80 mm	3,80 €
37-0202	Olive	Y-Verbinder	1,80 – 2,80 mm	3,80 €
37-0204	Olive	Y-Verbinder	2,80 – 3,20 mm	3,80 €
37-0201	Olive	I-Verbinder	0,90 – 1,80 mm	2,50 €
37-0203	Olive	I-Verbinder	1,80 – 2,80 mm	2,50 €
37-0205	Olive	I-Verbinder	2,80 – 3,20 mm	2,50 €
37-0208	Olive	I-Reduzierung	0,90 – 1,80 auf 1,80 – 2,80 mm	2,50 €
37-0210	Olive	I-Reduzierung	1,80 – 2,80 auf 2,80 – 3,20 mm	2,50 €
37-0211	Olive	I-Reduzierung	0,90 – 1,80 auf 2,80 – 3,20 mm	2,50 €

Gerne fertigen wir auch bereits mit Schlauchverbinder vorbestückte Schläuche.
Nicht der richtige Schlauchverbinder dabei? Wir bieten auch Luer und weitere Verbinder an. Sprechen sie uns gerne an.





Einfach in 3 Schritten zu Ihren individuellen Schläuchen

1

Sie definieren Ihre Spezifikation

Länge	Ihre Schlauchmaße
Reiter	mit und ohne Reiter, beliebige Anzahl
Reiterabstand	Ihre Schlauchmaße
Material	PVC Standard, Solvent Flex, PU Longlife, Fluorkautschuk, Santoprene, Silikon
Innendurchmesser	0,127 bis 3,175mm
Anzahl Schläuche je Packung	individuell

Benötigen Sie eine bestimmte Farbe und Shore Härte? Kontaktieren Sie uns gerne!

2

Sie erhalten ein individuelles Angebot

Angebote erhalten Sie von uns innerhalb 24 Stunden. Wenn es Ihren Anforderungen entspricht, bestellen Sie direkt telefonisch oder per E-Mail.

Sind Sie noch nicht zufrieden mit unserem Angebot? Lassen Sie es uns wissen. Wir erarbeiten mit Ihnen die optimale Umsetzung und passen das Angebot entsprechend an.

3

Sie erhalten Ihre Bestellung

Nach Eingang Ihrer Bestellung senden wir Ihnen zeitnah eine Auftragsbestätigung mit Angabe des Liefertermins zu.


Sie haben den passenden Schlauch für Ihre Anwendung nicht gefunden?

Gerne konfigurieren wir Ihnen auch kundenspezifische Schläuche nach Ihren Vorgaben. Teilen Sie uns folgende Angaben mit:

- Rohmaterial
- Innendurchmesser
- Schlauchlänge
- Anzahl der Reiter und
- Abstand der Reiter

... und wir erstellen Ihnen daraufhin ein individuelles Angebot.

Bitte folgen Sie dem Link.



<https://www.spetec.de/produkte/labor-technik/pumpenschlaeuche-schlaeuche>

Bei Fragen beraten wir Sie gerne
telefonisch unter **+49 8122 95909-0** oder
per E-Mail unter **spetec@spetec.de**!

Einzel- und Multielement Standards




ICP Standards

Spetec bietet Ihnen eine große Auswahl **NIST-zertifizierter** ICP Standards von Inorganic Ventures an.



Anwendungsmöglichkeiten:

- ICP & ICP-MS
- Ionenchromatographie
- Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)
- Wasser Qualitätskontrolle
- Nasschemie



[https://www.spetec.de/
downloads-labortechnik](https://www.spetec.de/downloads-labortechnik)

OEM- und Stand Alone Pumpen für den Laborbereich

Peristaltische Pumpen Perimax/OEM (ml)




Spritzenpumpen SYMAX/OEM (nl – ml)



[https://www.spetec.de/
downloads-labortechnik](https://www.spetec.de/downloads-labortechnik)





[www.spetec.de/produkte/labortechnik/
pumpenschlaeuche-schlaeuche](http://www.spetec.de/produkte/labortechnik/pumpenschlaeuche-schlaeuche)

SPETEC® GmbH
Am Kletthamer Feld 15
85435 Erding
Deutschland

Tel. +49 8122 95909-0
Fax. +49 8122 95909-55

E-Mail: spetec@spetec.de
www.spetec.de

