



# Schläuche




Direkt vom Hersteller



## Vielfalt ist unsere Stärke

Spetec Schläuche werden aus den Materialien PVC (Standard und Lösemittelbeständig), Polyurethan, Fluorkautschuk vergleichbar mit Viton, Santoprene® sowie Silikon angeboten. Die Schläuche sind in verschiedenen Konfigurationen je nach Anwendungsfall verfügbar.

In einem Gesamtangebot von über 450 Einzelartikeln finden sich Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0,12 bis 3,2 mm, die wir an Endkunden, Handelsfirmen und Gerätehersteller liefern.



**Benötigen Sie eine nach Ihren Anforderungen angepasste Lösung? Lassen Sie uns die gewünschten Spezifikationen zukommen und wir erarbeiten mit Ihnen die optimale Umsetzung mit kurzen Lieferzeiten!**

**Gerne bieten wir Ihnen auch kundenspezifische Sonderschläuche an. Alle Qualitäten und Konfigurationen sind kurzfristig lieferbar.**



## Schläuche direkt vom Hersteller

	Seite
<b>Die Materialien</b> .....	<b>4</b>
<b>Die Größen</b> .....	<b>6</b>
<b>Schläuche</b>	
<b>PVC Standard –</b>	
Pumpenschläuche .....	<b>7</b>
Meterware .....	<b>8</b>
Flared End .....	<b>9</b>
<b>Solvent Flex –</b>	
Pumpenschläuche .....	<b>10</b>
Meterware .....	<b>11</b>
Flared End .....	<b>12</b>
<b>PU Longlife –</b>	
Pumpenschläuche .....	<b>13</b>
Meterware .....	<b>14</b>
Flared End .....	<b>15</b>

	Seite
<b>Fluorkautschuk –</b>	
Pumpenschläuche .....	<b>16</b>
Meterware .....	<b>17</b>
<b>Santoprene® –</b>	
Pumpenschläuche .....	<b>18</b>
Meterware .....	<b>19</b>
<b>Silikon –</b>	
Pumpenschläuche .....	<b>20</b>
Meterware .....	<b>21</b>
<b>Teflon/PTFE Meterware</b> .....	<b>22</b>
<b>Schlauchverbinder</b> .....	<b>22</b>
<b>Sonderschläuche</b> .....	<b>23</b>

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.  
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



**Fordern Sie auch unser detailliertes Datenblatt an!**

## PVC Standard –

geeignet insbesondere für verdünnte Säuren

Bei dem PVC Standard Material handelt es sich um einen thermoplastischen Kunststoff, welcher durch Zugabe von DEHP-freien Weichmachern und Stabilisatoren zu einem weichen Schlauchmaterial wird. Dieser günstige Universalschlauch ist hervorragend geeignet für verdünnte Säuren und Ammoniak.

Spezifisches Gewicht	1,2	g/cm <sup>3</sup>
Härte	68	Shore A
Zugfestigkeit	13,79	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	420	%
Temperaturbereich für Pumpbetrieb	18 – 28	°C
Temperaturbereich je nach Anwendung	5 – 40	°C
Haltbarkeit	1 – 2	Wochen
Farbe	transparent	
DEHP und Phthalate	nein	
ROHS und REACH	konform	
Verträglichkeiten	Verdünnte Säuren	

## Solvent Flex –

geeignet insbesondere für Lösemittel

Dieser auf PVC-basierende, speziell entwickelte Schlauch zeichnet sich durch eine lange Haltbarkeit und eine besondere Eignung für das Fördern von Alkoholen, Benzin, Diesel, Biodiesel und Kerosin aus.

Spezifisches Gewicht	1,18	g/cm <sup>3</sup>
Härte	62	Shore A
Zugfestigkeit	20	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	600	%
Temperaturbereich für Pumpbetrieb	18 – 28	°C
Temperaturbereich	5 – 40	°C
Haltbarkeit	1 – 2	Wochen
Farbe	gelb	
DEHP und Phthalate	nein	
ROHS und REACH	konform	
Verträglichkeiten	Ethanol, Methanol, Benzin, Diesel, Biodiesel, Kerosin	

## PU Longlife –

geeignet insbesondere für Lösemittel

Polyurethane können je nach Vernetzungsgrad und Dichte der Polymerketten jeder Gruppe der Kunststoffe angehören. Das thermoplastische Polyurethan Schlauchmaterial, kurz TPU, gehört zur Gruppe der thermoplastischen Elastomere. Es findet aufgrund seiner guten Beständigkeit gegenüber Alkoholen Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen, wie z. B. der Chemie- und Automobilbranche.

Spezifisches Gewicht	1,12	g/cm <sup>3</sup>
Härte	86	Shore A
Zugfestigkeit	42	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	650	%
Temperaturbereich für Pumpbetrieb	18 – 28	°C
Temperaturbereich je nach Anwendung	5 – 40	°C
Haltbarkeit	1 – 2	Wochen
Farbe	gelb	
DEHP und Phthalate	nein	
ROHS und REACH	konform	
Verträglichkeiten	Ethanol, Methanol, Benzin, Diesel, Biodiesel, Kerosin	

## Fluorkautschuk vergleichbar mit Viton – geeignet insbesondere für konzen- trierte Säuren und Lösemittel

Das in der chemischen Industrie weit verbreitete Fluorkautschuk Material gehört zu der Gruppe der fluorierten Elastomere. Der hohe Fluorgehalt spiegelt sich in ausgezeichneten chemischen und thermischen Eigenschaften wieder. Diese Art von Schlauchmaterial eignet sich besonders für konzentrierte Säuren, Königswasser sowie auch für Lösemittel wie z. B. Benzin und Kerosin.

Spezifisches Gewicht	1,825	g/cm <sup>3</sup>
Härte	65	Shore A
Zugfestigkeit	11,2	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	299	%
Temperaturbereich für Pumpbetrieb	18– 28	°C
Temperaturbereich	-20 – 200	°C
Haltbarkeit	4	Wochen
Farbe	schwarz	
DEHP und Phthalate	nein	
ROHS und REACH	konform	
Verträglichkeiten	Kohlenwasserstoffe, Öle, konzentrierte Säuren	

## Santoprene® TPE vergleichbar mit Pharmed/ Mediprene – geeignet insbesondere für verdünnte Säuren

Das Santoprene Schlauchmaterial gehört zu der Gruppe der Thermoplastischen Vulkanisate, kurz TPV. Diese 2-phasigen Mischungen, bestehend aus Thermoplast und Elastomer, vereinen eine gute thermo- plastische Verarbeitbarkeit bei elastomer- ähnlichen Materialeigenschaften. Das Santoprene-Material ist u. a. beständig gegen wässrige Lösungen.

Spezifisches Gewicht	0,97	g/cm <sup>3</sup>
Härte	69	Shore A
Zugfestigkeit	2,6	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	450	%
Temperaturbereich für Pumpbetrieb	18 – 28	°C
Temperaturbereich	-40 – 125	°C
Haltbarkeit	4	Wochen
Farbe	natural	
DEHP und Phthalate	nein	
ROHS und REACH	konform	
Verträglichkeiten	Verdünnte Säuren, nicht fetthaltige Lebensmittel, Aceton	

## Silikon – geeignet insbesondere für verdünnte Säuren und ist autoklavierbar


Dieser auf Silikon-basierende entwickelte Schlauch eignet sich besonders für das Fördern von verdünnten Säuren. Eine lange Haltbarkeit und Autoklavierbarkeit ist eine besonders vorteilhafte Eigenschaft bei der Verwendung dieses Schlauchmaterials in der Lebensmittelindustrie.

Spezifisches Gewicht	1,14	g/cm <sup>3</sup>
Härte	62	Shore A
Zugfestigkeit	21	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung	385	%
Temperaturbereich für Pumpbetrieb	18 – 28	°C
Temperaturbereich	-60 – 200	°C
Haltbarkeit	4	Wochen
Farbe	Transluzent	
DEHP und Phthalate	nein	
ROHS und REACH	konform	
Verträglichkeiten	Verdünnte Säuren, autoklavierbar	

# Schläuche – Die Größen





2 Reiter




Meterware: 3 m oder 10 m


2 Reiter



3 Reiter




3 Reiter




Zusätzlich bieten wir Fluorkautschuk-Schläuche  
in einer preisgünstigen Kurzversion an:

3 Reiter





























2 Reiter


























# PVC Standard Pumpenschläuche





















						 <b>2 Reiter</b>	 <b>2 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	je Packung <b>12 Stück 21,50 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 21,50 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 24,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 24,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 24,00 €</b> zzgl. MwSt.	
mm	Zoll	mm	Zoll		Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	
0,127	0,0050	2,007	0,079		38-0005	381-0005	381-0205	38-0205	38-0405	
0,191	0,0075	2,032	0,080		38-0010	381-0010	381-0210	38-0210	38-0410	
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-0015	381-0015	381-0215	38-0215	38-0415	
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-0020	381-0020	381-0220	38-0220	38-0420	
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-0025	381-0025	381-0225	38-0225	38-0425	
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-0030	381-0030	381-0230	38-0230	38-0430	
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-0032	381-0032	381-0232	38-0232	38-0432	
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-0035	381-0035	381-0235	38-0235	38-0435	
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-0040	381-0040	381-0240	38-0240	38-0440	
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-0043	381-0043	381-0243	38-0243	38-0443	
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-0046	381-0046	381-0246	38-0246	38-0446	
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-0050	381-0050	381-0250	38-0250	38-0450	
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-0052	381-0052	381-0252	38-0252	38-0452	
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-0055	381-0055	381-0255	38-0255	38-0455	
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-0058	381-0058	381-0258	38-0258	38-0458	
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-0060	381-0060	381-0260	38-0260	38-0460	
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-0065	381-0065	381-0265	38-0265	38-0465	
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-0067	381-0067	381-0267	38-0267	38-0467	
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-0070	381-0070	381-0270	38-0270	38-0470	
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-0078	381-0078	381-0278	38-0278	38-0478	
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-0080	381-0080	381-0280	38-0280	38-0480	

# PVC Standard Meterware

					 Meterware je Packung <b>3 m Stück 13,00 €</b> zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung <b>10 m Stück 26,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,127	0,0050	2,007	0,079		38-0105	38-0505
0,191	0,0075	2,032	0,080		38-0110	38-0510
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-0115	38-0515
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-0120	38-0520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-0125	38-0525
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-0130	38-0530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-0132	38-0532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-0135	38-0535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-0140	38-0540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-0143	38-0543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-0146	38-0546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-0150	38-0550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-0152	38-0552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-0155	38-0555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-0158	38-0558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-0160	38-0560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-0165	38-0565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-0167	38-0567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-0170	38-0570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-0178	38-0578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-0180	38-0580


























# PVC Standard Pumpenschläuche mit aufgeweiteten Enden „Flared End“





















					 <b>2 Reiter</b>	 <b>2 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>
<b>Innendurchmesser:</b>		<b>Außendurchmesser:</b>		<b>Farbcodierung:</b>	je Packung <b>12 Stück 36,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 36,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 38,50 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 38,50 €</b> zzgl. MwSt.
mm	Zoll	mm	Zoll		<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>
0,127	0,0050	2,007	0,079		38-0005F	381-0005F	381-0205F	38-0205F
0,191	0,0075	2,032	0,080		38-0010F	381-0010F	381-0210F	38-0210F
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-0015F	381-0015F	381-0215F	38-0215F
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-0020F	381-0020F	381-0220F	38-0220F
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-0025F	381-0025F	381-0225F	38-0225F
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-0030F	381-0030F	381-0230F	38-0230F
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-0032F	381-0032F	381-0232F	38-0232F
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-0035F	381-0035F	381-0235F	38-0235F
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-0040F	381-0040F	381-0240F	38-0240F
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-0043F	381-0043F	381-0243F	38-0243F
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-0046F	381-0046F	381-0246F	38-0246F
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-0050F	381-0050F	381-0250F	38-0250F
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-0052F	381-0052F	381-0252F	38-0252F
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-0055F	381-0055F	381-0255F	38-0255F

# Solvent Flex Pumpenschläuche


















					 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 37,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 37,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 41,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 41,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 41,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-4020	381-4020	381-4220	38-4220	38-4420
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-4025	381-4025	381-4225	38-4225	38-4425
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-4030	381-4030	381-4230	38-4230	38-4430
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-4032	381-4032	381-4232	38-4232	38-4432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-4035	381-4035	381-4235	38-4235	38-4435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-4040	381-4040	381-4240	38-4240	38-4440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-4043	381-4043	381-4243	38-4243	38-4443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-4046	381-4046	381-4246	38-4246	38-4446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-4050	381-4050	381-4250	38-4250	38-4450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-4052	381-4052	381-4252	38-4252	38-4452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-4055	381-4055	381-4255	38-4255	38-4455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-4058	381-4058	381-4258	38-4258	38-4458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-4060	381-4060	381-4260	38-4260	38-4460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-4065	381-4065	381-4265	38-4265	38-4465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-4067	381-4067	381-4267	38-4267	38-4467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-4070	381-4070	381-4270	38-4270	38-4470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-4078	381-4078	381-4278	38-4278	38-4478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-4080	381-4080	381-4280	38-4280	38-4480

# Solvent Flex Meterware






					 <b>Meterware</b> je Packung <b>3 m Stück 21,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>Meterware</b> je Packung <b>10 m Stück 42,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-4120	38-4520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-4125	38-4525
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-4130	38-4530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-4132	38-4532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-4135	38-4535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-4140	38-4540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-4143	38-4543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-4146	38-4546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-4150	38-4550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-4152	38-4552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-4155	38-4555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-4158	38-4558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-4160	38-4560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-4165	38-4565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-4167	38-4567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-4170	38-4570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-4178	38-4578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-4180	38-4580

# Solvent Flex Pumpenschläuche mit aufgeweiteten Enden „Flared End“





















					 <b>2 Reiter</b>	 <b>2 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>
					je Packung <b>12 Stück 52,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 52,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 56,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 56,00 €</b> zzgl. MwSt.
<b>Innendurchmesser:</b>		<b>Außendurchmesser:</b>		<b>Farbcodierung:</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>
mm	Zoll	mm	Zoll					
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-4020F	381-4020F	381-4220F	38-4220F
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-4025F	381-4025F	381-4225F	38-4225F
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-4030F	381-4030F	381-4230F	38-4230F
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-4032F	381-4032F	381-4232F	38-4232F
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-4035F	381-4035F	381-4235F	38-4235F
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-4040F	381-4040F	381-4240F	38-4240F
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-4043F	381-4043F	381-4243F	38-4243F
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-4046F	381-4046F	381-4246F	38-4246F
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-4050F	381-4050F	381-4250F	38-4250F
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-4052F	381-4052F	381-4252F	38-4252F
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-4055F	381-4055F	381-4255F	38-4255F

# PU Longlife Pumpenschläuche


















					 <b>2 Reiter</b>	 <b>2 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>
					je Packung <b>12 Stück 46,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 46,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 51,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 51,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 51,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2020	381-2020	381-2220	38-2220	38-2420
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2025	381-2025	381-2225	38-2225	38-2425
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-2030	381-2030	381-2230	38-2230	38-2430
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-2032	381-2032	381-2232	38-2232	38-2432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2035	381-2035	381-2235	38-2235	38-2435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2040	381-2040	381-2240	38-2240	38-2440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2043	381-2043	381-2243	38-2243	38-2443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2046	381-2046	381-2246	38-2246	38-2446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2050	381-2050	381-2250	38-2250	38-2450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2052	381-2052	381-2252	38-2252	38-2452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2055	381-2055	381-2255	38-2255	38-2455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-2058	381-2058	381-2258	38-2258	38-2458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-2060	381-2060	381-2260	38-2260	38-2460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-2065	381-2065	381-2265	38-2265	38-2465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-2067	381-2067	381-2267	38-2267	38-2467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-2070	381-2070	381-2270	38-2270	38-2470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-2078	381-2078	381-2278	38-2278	38-2478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-2080	381-2080	381-2280	38-2280	38-2480

# PU Longlife Meterware






















					 <b>Meterware</b> je Packung <b>3 m Stück 26,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>Meterware</b> je Packung <b>10 m Stück 52,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2120	38-2520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2125	38-2525
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-2130	38-2530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-2132	38-2532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2135	38-2535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2140	38-2540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2143	38-2543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2146	38-2546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2150	38-2550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2152	38-2552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2155	38-2555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-2158	38-2558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-2160	38-2560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-2165	38-2565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-2167	38-2567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-2170	38-2570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-2178	38-2578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-2180	38-2580

# PU Longlife Pumpenschläuche mit aufgeweiteten Enden „Flared End“

					 <b>2 Reiter</b>	 <b>2 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>
<b>Innendurchmesser:</b>		<b>Außendurchmesser:</b>		<b>Farbcodierung:</b>	je Packung <b>12 Stück 61,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 61,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 66,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>12 Stück 66,00 €</b> zzgl. MwSt.
mm	Zoll	mm	Zoll		<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-2020F	381-2020F	381-2220F	38-2220F
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-2025F	381-2025F	381-2225F	38-2225F
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-2030F	381-2030F	381-2230F	38-2230F
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-2032F	381-2032F	381-2232F	38-2232F
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-2035F	381-2035F	381-2235F	38-2235F
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-2040F	381-2040F	381-2240F	38-2240F
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-2043F	381-2043F	381-2243F	38-2243F
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-2046F	381-2046F	381-2246F	38-2246F
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-2050F	381-2050F	381-2250F	38-2250F
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-2052F	381-2052F	381-2252F	38-2252F
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-2055F	381-2055F	381-2255F	38-2255F




















# Fluorkautschuk Pumpenschläuche (vergleichbar mit Viton)



					 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 110,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 110,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 126,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 126,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>12 Stück 126,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-5630	381-5630	381-5230	38-5230	38-5430
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-5632	381-5632	381-5232	38-5232	38-5432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-5635	381-5635	381-5235	38-5235	38-5435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-5640	381-5640	381-5240	38-5240	38-5440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-5643	381-5643	381-5243	38-5243	38-5443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-5646	381-5646	381-5246	38-5246	38-5446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-5650	381-5650	381-5250	38-5250	38-5450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-5652	381-5652	381-5252	38-5252	38-5452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-5655	381-5655	381-5255	38-5255	38-5455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-5658	381-5658	381-5258	38-5258	38-5458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-5660	381-5660	381-5260	38-5260	38-5460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-5665	381-5665	381-5265	38-5265	38-5465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-5667	381-5667	381-5267	38-5267	38-5467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-5670	381-5670	381-5270	38-5270	38-5470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-5678	381-5678	381-5278	38-5278	38-5478
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-5680	381-5680	381-5280	38-5280	38-5480








# Fluorkautschuk (vergleichbar mit Viton) Meterware






















					 <b>2 Reiter kurz</b>	 <b>Meterware</b>	 <b>Meterware</b>
<b>Innendurchmesser:</b>		<b>Außendurchmesser:</b>		<b>Farbcodierung:</b>	je Packung <b>12 Stück 72,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>3 m Stück 66,00 €</b> zzgl. MwSt.	je Packung <b>10 m Stück 132,00 €</b> zzgl. MwSt.
mm	Zoll	mm	Zoll		<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-5030	38-5130	38-5530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-5032	38-5132	38-5532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-5035	38-5135	38-5535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-5040	38-5140	38-5540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-5043	38-5143	38-5543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-5046	38-5146	38-5546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-5050	38-5150	38-5550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-5052	38-5152	38-5552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-5055	38-5155	38-5555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-5058	38-5158	38-5558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-5060	38-5160	38-5560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-5065	38-5165	38-5565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-5067	38-5167	38-5567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-5070	38-5170	38-5570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-5078	38-5178	38-5578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-5080	38-5180	38-5580

# Santoprene® TPE Pumpenschläuche (vergleichbar mit Pharmed/Mediprene)
























						 <b>2 Reiter</b>	 <b>2 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>	 <b>3 Reiter</b>
<b>Innendurchmesser:</b>		<b>Außendurchmesser:</b>		<b>Farbcodierung:</b>	je Packung	je Packung	je Packung	je Packung	je Packung	
mm	Zoll	mm	Zoll		<b>12 Stück 59,00 €</b>	<b>12 Stück 59,00 €</b>	<b>12 Stück 63,00 €</b>	<b>12 Stück 63,00 €</b>	<b>12 Stück 63,00 €</b>	
					zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.	
					<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	<b>Bestellnummer</b>	
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-6015	381-6015	381-6215	38-6215	38-6415	
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-6020	381-6020	381-6220	38-6220	38-6420	
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-6025	381-6025	381-6225	38-6225	38-6425	
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-6030	381-6030	381-6230	38-6230	38-6430	
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-6032	381-6032	381-6232	38-6232	38-6432	
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-6035	381-6035	381-6235	38-6235	38-6435	
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-6040	381-6040	381-6240	38-6240	38-6440	
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-6043	381-6043	381-6243	38-6243	38-6443	
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-6046	381-6046	381-6246	38-6246	38-6446	
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-6050	381-6050	381-6250	38-6250	38-6450	
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-6052	381-6052	381-6252	38-6252	38-6452	
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-6055	381-6055	381-6255	38-6255	38-6455	
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-6058	381-6058	381-6258	38-6258	38-6458	
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-6060	381-6060	381-6260	38-6260	38-6460	
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-6065	381-6065	381-6265	38-6265	38-6465	
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-6067	381-6067	381-6267	38-6267	38-6467	
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-6070	381-6070	381-6270	38-6270	38-6470	
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-6078	381-6078	381-6278	38-6278	38-6478	
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-6080	381-6080	381-6280	38-6280	38-6480	

# Santoprene® TPE (vergleichbar mit Pharmed/Mediprene) Meterware


					 Meterware je Packung <b>3 m Stück 32,00 €</b> zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung <b>10 m Stück 64,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,254	0,0100	2,083	0,082		38-6115	38-6515
0,381	0,0150	2,209	0,087		38-6120	38-6520
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-6125	38-6525
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-6130	38-6530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-6132	38-6532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-6135	38-6535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-6140	38-6540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-6143	38-6543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-6146	38-6546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-6150	38-6550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-6152	38-6552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-6155	38-6555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-6158	38-6558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-6160	38-6560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-6165	38-6565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-6167	38-6567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-6170	38-6570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-6178	38-6578
3,175	0,1250	4,851	0,191		38-6180	38-6580



















# Silikon Pumpenschläuche



					 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>6 Stück 42,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>2 Reiter</b> je Packung <b>6 Stück 42,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>6 Stück 46,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>6 Stück 46,00 €</b> zzgl. MwSt.	 <b>3 Reiter</b> je Packung <b>6 Stück 46,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll						
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-3025	381-3025	381-3225	38-3225	38-3425
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-3030	381-3030	381-3230	38-3230	38-3430
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-3032	381-3032	381-3232	38-3232	38-3432
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-3035	381-3035	381-3235	38-3235	38-3435
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-3040	381-3040	381-3240	38-3240	38-3440
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-3043	381-3043	381-3243	38-3243	38-3443
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-3046	381-3046	381-3246	38-3246	38-3446
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-3050	381-3050	381-3250	38-3250	38-3450
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-3052	381-3052	381-3252	38-3252	38-3452
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-3055	381-3055	381-3255	38-3255	38-3455
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-3058	381-3058	381-3258	38-3258	38-3458
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-3060	381-3060	381-3260	38-3260	38-3460
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-3065	381-3065	381-3265	38-3265	38-3465
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-3067	381-3067	381-3267	38-3267	38-3467
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-3070	381-3070	381-3270	38-3270	38-3470
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-3078	381-3078	381-3278	38-3278	38-3478



# Silikon Meterware



					 Meterware je Packung <b>3 m Stück 24,00 €</b> zzgl. MwSt.	 Meterware je Packung <b>10 m Stück 48,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll			
0,508	0,0200	2,337	0,092		38-3125	38-3525
0,635	0,0250	2,464	0,097		38-3130	38-3530
0,762	0,0300	2,438	0,096		38-3132	38-3532
0,889	0,0350	2,565	0,101		38-3135	38-3535
1,016	0,0400	2,692	0,106		38-3140	38-3540
1,143	0,0450	2,819	0,111		38-3143	38-3543
1,295	0,0510	2,972	0,117		38-3146	38-3546
1,422	0,0560	3,099	0,112		38-3150	38-3550
1,524	0,0600	3,200	0,126		38-3152	38-3552
1,651	0,0650	3,327	0,131		38-3155	38-3555
1,750	0,0690	3,430	0,135		38-3158	38-3558
1,854	0,0730	3,531	0,139		38-3160	38-3560
2,057	0,0810	3,734	0,147		38-3165	38-3565
2,286	0,0900	3,962	0,156		38-3167	38-3567
2,540	0,1000	4,216	0,166		38-3170	38-3570
2,794	0,1100	4,470	0,176		38-3178	38-3578

# Teflon/PTFE Meterware



				<b>Meterware</b>  je Packung <b>3 m Stück 11,00 €</b> zzgl. MwSt.	<b>Meterware</b>  je Packung <b>10 m Stück 21,00 €</b> zzgl. MwSt.
Innendurchmesser:		Außendurchmesser:		Bestellnummer	Bestellnummer
mm	Zoll	mm	Zoll		
0,500	0,020	1,300	0,051	38-8065	38-8165
1,000	0,039	1,600	0,063	38-8070	38-8170

# Standardschlauchverbinder



## Polypropylen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Für Schläuche mit Innendurchmesser	Außen- durchmesser	Preis zzgl. MwSt.
37-0200	SSV-Y190	Y-Verbinder	0,80 – 1,85 mm	1,90	1,50 €
37-0201	SSV-I 190	gerader Verbinder	0,80 – 1,85 mm	1,90	1,00 €
37-0202	SSV-Y240	Y-Verbinder	2,00 – 2,35 mm	2,40	1,50 €
37-0203	SSV-I 240	gerader Verbinder	2,00 – 2,35 mm	2,40	1,00 €
37-0204	SSV-Y320	Y-Verbinder	2,70 – 3,15 mm	3,20	1,50 €
37-0205	SSV-I 320	gerader Verbinder	2,70 – 3,15 mm	3,20	1,00 €



## Einfach in 3 Schritten zu Ihren individuellen Schläuchen

### 1 Sie definieren Ihre Spezifikation

<b>Länge</b>	Ihre Schlauchmaße
<b>Reiter</b>	mit und ohne Reiter, beliebige Anzahl
<b>Reiterabstand</b>	Ihre Schlauchmaße
<b>Material</b>	PVC Standard, Solvent Flex, PU Longlife, Fluorkautschuk, Santoprene®, Silikon
<b>Innendurchmesser</b>	0,127 bis 3,175mm
<b>Anzahl Schläuche je Packung</b>	individuell

Benötigen Sie eine bestimmte Farbe und Shore Härte? Kontaktieren Sie uns gerne!

### Sonderschlauch Konfigurator

Mit unserem Sonderschlauch Konfigurator auf unserer Homepage können Sie ganz einfach ihre definierten Angaben online eingeben und abschicken. **Bitte folgen Sie dem Link.**



[www.spetec.de/produkte/labortechnik/pumpenschlaeuche-schlaeuche](http://www.spetec.de/produkte/labortechnik/pumpenschlaeuche-schlaeuche)

### 2 Sie erhalten ein individuelles Angebot

Angebote erhalten Sie von uns innerhalb 24 Stunden. Wenn es Ihren Anforderungen entspricht, bestellen Sie direkt telefonisch, per Fax oder Email.

Sind Sie noch nicht zufrieden mit unserem Angebot? Lassen Sie es uns wissen. Wir erarbeiten mit Ihnen die optimale Umsetzung und passen das Angebot entsprechend an.

### 3 Sie erhalten Ihre Bestellung

Nach Eingang Ihrer Bestellung senden wir Ihnen zeitnah eine Auftragsbestätigung mit Angabe des Liefertermins zu.

Bei Fragen beraten wir Sie gerne **telefonisch unter 08122/99533** oder **per Email unter [spetec@spetec.de](mailto:spetec@spetec.de)**!

SPETEC® GmbH  
Berghamer Str. 2  
85435 Erding  
Deutschland

Telefon: +49 8122/9953-3

Fax: +49 8122/9953-55

E-Mail: [spetec@spetec.de](mailto:spetec@spetec.de)  
[www.spetec.de](http://www.spetec.de)

