

PU Longlife Lösemittelbeständige Pumpenschläuche

Innendurchmesser:	Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	2 Reiter				3 Reiter				
	mm	(Zoll)		mm	(Zoll)	Bestellnummer	je Packung	12 Stück €	zzgl. MwSt.	Bestellnummer	je Packung	12 Stück €
0,381	0,0150	2,209	0,087	orange/grün	38-2020	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2020	381-2220	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2220
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	38-2025	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2025	381-2225	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2225
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	38-2030	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2030	381-2230	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2230
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	38-2032	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2032	381-2232	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2232
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	38-2035	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2035	381-2235	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2235
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	38-2040	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2040	381-2240	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2240
1,143	0,0450	2,819	0,111	rot/rot	38-2043	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2043	381-2243	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2243
1,295	0,0510	2,972	0,117	grau/grau	38-2046	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2046	381-2246	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2246
1,422	0,0560	3,099	0,112	gelb/gelb	38-2050	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2050	381-2250	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2250
1,524	0,0600	3,200	0,126	gelb/blau	38-2052	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2052	381-2252	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2252
1,651	0,0650	3,327	0,131	blau/blau	38-2055	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2055	381-2255	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2255
1,750	0,0690	3,430	0,135	blau/grün	38-2058	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2058	381-2258	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2258
1,854	0,0730	3,531	0,139	grün/grün	38-2060	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2060	381-2260	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2260
2,057	0,0810	3,734	0,147	violett/violett	38-2065	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2065	381-2265	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2265
2,286	0,0900	3,962	0,156	violett/schwarz	38-2067	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2067	381-2267	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2267
2,540	0,1000	4,216	0,166	violett/orange	38-2070	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2070	381-2270	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2270
2,794	0,1100	4,470	0,176	violett/weiß	38-2078	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2078	381-2278	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2278
3,175	0,1250	4,851	0,191	schwarz/weiß	38-2080	je Packung	12 Stück 46,00 €	381-2080	381-2280	je Packung	12 Stück 51,00 €	381-2280

PU Longlife Lösemittelbeständige Pumpenschläuche – Meterware

Innendurchmesser:		Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Meterware je Packung 10 m Stück 52,00 € zzgl. MwSt.
mm	(Zoll)	mm	(Zoll)			
0,381	0,0150	2,209	0,087	orange/grün	38-2120	38-2520
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	38-2125	38-2525
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	38-2130	38-2530
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	38-2132	38-2532
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	38-2135	38-2535
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	38-2140	38-2540
1,143	0,0450	2,819	0,111	rot/rot	38-2143	38-2543
1,295	0,0510	2,972	0,117	grau/grau	38-2146	38-2546
1,422	0,0560	3,099	0,112	gelb/gelb	38-2150	38-2550
1,524	0,0600	3,200	0,126	gelb/blau	38-2152	38-2552
1,651	0,0650	3,327	0,131	blau/blau	38-2155	38-2555
1,750	0,0690	3,430	0,135	blau/grün	38-2158	38-2558
1,854	0,0730	3,531	0,139	grün/grün	38-2160	38-2560
2,057	0,0810	3,734	0,147	violett/violett	38-2165	38-2565
2,286	0,0900	3,962	0,156	violett/schwarz	38-2167	38-2567
2,540	0,1000	4,216	0,166	violett/orange	38-2170	38-2570
2,794	0,1100	4,470	0,176	violett/weiß	38-2178	38-2578
3,175	0,1250	4,851	0,191	schwarz/weiß	38-2180	38-2580