



































Pumpenschläuche PVC – Standard

Innendurchmesser: mm	(Zoll)	Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	2 Reiter  je Packung 12 Stück 21,50 € zzgl. MwSt.	2 Reiter  je Packung 12 Stück 21,50 € zzgl. MwSt.	3 Reiter  je Packung 12 Stück 24,00 € zzgl. MwSt.	3 Reiter  je Packung 12 Stück 24,00 € zzgl. MwSt.	3 Reiter  je Packung 12 Stück 24,00 € zzgl. MwSt.
		mm	(Zoll)						
0,127	0,0050	2,007	0,079	orange/schwarz	38-0005	381-0005	381-0205	38-0205	38-0405
0,191	0,0075	2,032	0,080	orange/rot	38-0010	381-0010	381-0210	38-0210	38-0410
0,254	0,0100	2,083	0,082	orange/blau	38-0015	381-0015	381-0215	38-0215	38-0415
0,381	0,0150	2,209	0,087	orange/grün	38-0020	381-0020	381-0220	38-0220	38-0420
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	38-0025	381-0025	381-0225	38-0225	38-0425
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	38-0030	381-0030	381-0230	38-0230	38-0430
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	38-0032	381-0032	381-0232	38-0232	38-0432
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	38-0035	381-0035	381-0235	38-0235	38-0435
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	38-0040	381-0040	381-0240	38-0240	38-0440
1,143	0,0450	2,819	0,111	rot/rot	38-0043	381-0043	381-0243	38-0243	38-0443
1,295	0,0510	2,972	0,117	grau/grau	38-0046	381-0046	381-0246	38-0246	38-0446
1,422	0,0560	3,099	0,112	gelb/gelb	38-0050	381-0050	381-0250	38-0250	38-0450
1,524	0,0600	3,200	0,126	gelb/blau	38-0052	381-0052	381-0252	38-0252	38-0452
1,651	0,0650	3,327	0,131	blau/blau	38-0055	381-0055	381-0255	38-0255	38-0455
1,750	0,0690	3,430	0,135	blau/grün	38-0058	381-0058	381-0258	38-0258	38-0458
1,854	0,0730	3,531	0,139	grün/grün	38-0060	381-0060	381-0260	38-0260	38-0460
2,057	0,0810	3,734	0,147	violett/violett	38-0065	381-0065	381-0265	38-0265	38-0465
2,286	0,0900	3,962	0,156	violett/schwarz	38-0067	381-0067	381-0267	38-0267	38-0467
2,540	0,1000	4,216	0,166	violett/orange	38-0070	381-0070	381-0270	38-0270	38-0470
2,794	0,1100	4,470	0,176	violett/weiß	38-0078	381-0078	381-0278	38-0278	38-0478
3,175	0,1250	4,851	0,191	schwarz/weiß	38-0080	381-0080	381-0280	38-0280	38-0480

Pumpenschläuche PVC – Standard – Meterware

Innendurchmesser:		Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	Bestellnummer	Meterware  je Packung 3 m Stück 13,00 € zzgl. MwSt.	Bestellnummer	Meterware  je Packung 10 m Stück 26,00 € zzgl. MwSt.
mm	(Zoll)	mm	(Zoll)					
0,127	0,0050	2,007	0,079	orange/schwarz	38-0105	38-0505	38-0505	
0,191	0,0075	2,032	0,080	orange/rot	38-0110	38-0510	38-0510	
0,254	0,0100	2,083	0,082	orange/blau	38-0115	38-0515	38-0515	
0,381	0,0150	2,209	0,087	orange/grün	38-0120	38-0520	38-0520	
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	38-0125	38-0525	38-0525	
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	38-0130	38-0530	38-0530	
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	38-0132	38-0532	38-0532	
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	38-0135	38-0535	38-0535	
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	38-0140	38-0540	38-0540	
1,143	0,0450	2,819	0,111	rot/rot	38-0143	38-0543	38-0543	
1,295	0,0510	2,972	0,117	grau/grau	38-0146	38-0546	38-0546	
1,422	0,0560	3,099	0,112	gelb/gelb	38-0150	38-0550	38-0550	
1,524	0,0600	3,200	0,126	gelb/blau	38-0152	38-0552	38-0552	
1,651	0,0650	3,327	0,131	blau/blau	38-0155	38-0555	38-0555	
1,750	0,0690	3,430	0,135	blau/grün	38-0158	38-0558	38-0558	
1,854	0,0730	3,531	0,139	grün/grün	38-0160	38-0560	38-0560	
2,057	0,0810	3,734	0,147	violett/violett	38-0165	38-0565	38-0565	
2,286	0,0900	3,962	0,156	violett/schwarz	38-0167	38-0567	38-0567	
2,540	0,1000	4,216	0,166	violett/orange	38-0170	38-0570	38-0570	
2,794	0,1100	4,470	0,176	violett/weiß	38-0178	38-0578	38-0578	
3,175	0,1250	4,851	0,191	schwarz/weiß	38-0180	38-0580	38-0580	

Pumpenschläuche PVC – Standard mit aufgeweiteten Enden „Flared End“

Innendurchmesser:	Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	2 Reiter	2 Reiter	3 Reiter	3 Reiter
	(Zoll)	mm					
0,127	0,0050	2,007	0,079	orange/schwarz	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
0,191	0,0075	2,032	0,080	orange/rot	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
0,254	0,0100	2,083	0,082	orange/blau	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
0,381	0,0150	2,209	0,087	orange/grün	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	 je Packung 12 Stück 36,00 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.	 je Packung 12 Stück 38,50 € zzgl. MwSt.
				Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
				38-0005F	381-0005F	381-0205F	38-0205F
				38-0010F	381-0010F	381-0210F	38-0210F
				38-0015F	381-0015F	381-0215F	38-0215F
				38-0020F	381-0020F	381-0220F	38-0220F
				38-0025F	381-0025F	381-0225F	38-0225F
				38-0030F	381-0030F	381-0230F	38-0230F
				38-0032F	381-0032F	381-0232F	38-0232F
				38-0035F	381-0035F	381-0235F	38-0235F
				38-0040F	381-0040F	381-0240F	38-0240F