



Santoprene® TPE Pumpenschläuche (vergleichbar mit Pharmed/Mediprene)

Innendurchmesser:	Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	2 Reiter				3 Reiter				
	mm	(Zoll)		mm	(Zoll)	je Packung	Bestellnummer	je Packung	Bestellnummer	je Packung	Bestellnummer	je Packung
0,254	0,0100	2,083	0,082	orange/blau	je Packung	381-6015	je Packung	381-6215	je Packung	381-6215	je Packung	381-6215
0,381	0,0150	2,209	0,087	orange/grün	12 Stück 56,00 € zzgl. MwSt.	381-6020	12 Stück 56,00 € zzgl. MwSt.	381-6220	12 Stück 60,00 € zzgl. MwSt.	381-6220	12 Stück 60,00 € zzgl. MwSt.	381-6220
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	je Packung	381-6025	je Packung	381-6225	je Packung	381-6225	je Packung	381-6225
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	je Packung	381-6030	je Packung	381-6230	je Packung	381-6230	je Packung	381-6230
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	je Packung	381-6032	je Packung	381-6232	je Packung	381-6232	je Packung	381-6232
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	je Packung	381-6035	je Packung	381-6235	je Packung	381-6235	je Packung	381-6235
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	je Packung	381-6040	je Packung	381-6240	je Packung	381-6240	je Packung	381-6240
1,143	0,0450	2,819	0,111	rot/rot	je Packung	381-6043	je Packung	381-6243	je Packung	381-6243	je Packung	381-6243
1,295	0,0510	2,972	0,117	grau/grau	je Packung	381-6046	je Packung	381-6246	je Packung	381-6246	je Packung	381-6246
1,422	0,0560	3,099	0,112	gelb/gelb	je Packung	381-6050	je Packung	381-6250	je Packung	381-6250	je Packung	381-6250
1,524	0,0600	3,200	0,126	gelb/blau	je Packung	381-6052	je Packung	381-6252	je Packung	381-6252	je Packung	381-6252
1,651	0,0650	3,327	0,131	blau/blau	je Packung	381-6055	je Packung	381-6255	je Packung	381-6255	je Packung	381-6255
1,750	0,0690	3,430	0,135	blau/grün	je Packung	381-6058	je Packung	381-6258	je Packung	381-6258	je Packung	381-6258
1,854	0,0730	3,531	0,139	grün/grün	je Packung	381-6060	je Packung	381-6260	je Packung	381-6260	je Packung	381-6260
2,057	0,0810	3,734	0,147	violett/violett	je Packung	381-6065	je Packung	381-6265	je Packung	381-6265	je Packung	381-6265
2,286	0,0900	3,962	0,156	violett/schwarz	je Packung	381-6067	je Packung	381-6267	je Packung	381-6267	je Packung	381-6267
2,540	0,1000	4,216	0,166	violett/orange	je Packung	381-6070	je Packung	381-6270	je Packung	381-6270	je Packung	381-6270
2,794	0,1100	4,470	0,176	violett/weiß	je Packung	381-6078	je Packung	381-6278	je Packung	381-6278	je Packung	381-6278
3,175	0,1250	4,851	0,191	schwarz/weiß	je Packung	381-6080	je Packung	381-6280	je Packung	381-6280	je Packung	381-6280

Santoprene® TPE Pumpenschläuche (vergleichbar mit Pharmed/Mediprene) – Meterware

Innendurchmesser:		Aussendurchmesser:		Farbcodierung:	Meterware  je Packung 3 m Stück 32,00 € zzgl. MwSt.	Meterware  je Packung 10 m Stück 64,00 € zzgl. MwSt.
mm	(Zoll)	mm	(Zoll)			
0,254	0,0100	2,083	0,082	orange/blau	38-6115	38-6515
0,381	0,0150	2,209	0,087	orange/grün	38-6120	38-6520
0,508	0,0200	2,337	0,092	orange/gelb	38-6125	38-6525
0,635	0,0250	2,464	0,097	orange/weiß	38-6130	38-6530
0,762	0,0300	2,438	0,096	schwarz/schwarz	38-6132	38-6532
0,889	0,0350	2,565	0,101	orange/orange	38-6135	38-6535
1,016	0,0400	2,692	0,106	weiß/weiß	38-6140	38-6540
1,143	0,0450	2,819	0,111	rot/rot	38-6143	38-6543
1,295	0,0510	2,972	0,117	grau/grau	38-6146	38-6546
1,422	0,0560	3,099	0,112	gelb/gelb	38-6150	38-6550
1,524	0,0600	3,200	0,126	gelb/blau	38-6152	38-6552
1,651	0,0650	3,327	0,131	blau/blau	38-6155	38-6555
1,750	0,0690	3,430	0,135	blau/grün	38-6158	38-6558
1,854	0,0730	3,531	0,139	grün/grün	38-6160	38-6560
2,057	0,0810	3,734	0,147	violett/violett	38-6165	38-6565
2,286	0,0900	3,962	0,156	violett/schwarz	38-6167	38-6567
2,540	0,1000	4,216	0,166	violett/orange	38-6170	38-6570
2,794	0,1100	4,470	0,176	violett/weiß	38-6178	38-6578
3,175	0,1250	4,851	0,191	schwarz/weiß	38-6180	38-6580